



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

Desinfektionsstation SANIFICATION POINT
aus Stahl, mit Dosierspender - 490.890

TOP-QUALITÄT
direkt vom
HERSTELLER!



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr)

Free Call 0800 802 081 0000 Free Fax 0800 288 63 50 beratung@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Desinfektionsstation SANIFICATION POINT

aus Stahl, mit Dosierspender

Desinfektionsstation aus Stahl für die Verwendung im Innenbereich, mit Dosierspender für Handdesinfektionsmittel. Inklusive Fach (B 390 x T 260 x H 80 mm) zum Platzieren von Einweghandschuhen, -masken oder ähnlichem (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit frontaler Tür mit lasergeschnittener Eingriffsmulde und Innenbehälter aus sendzimirverzinktem Stahlblech für das einfache Entsorgen von Abfall. Lieferung inkl. beiliegenden Piktogramm-Aufklebern „Tücher“, „Maske“, „Handschuhe“ und Aufkleber für Frontseite, wahlweise in Standardfarben mit weißer Aufschrift "SANIFICATION POINT". Der sensorgesteuerte Dosierspender (B 158 mm x T 116 mm x H 286 mm) ist für nachfüllbare Flaschen (1000 ml) oder Einwegbeutel (800 ml) mit Desinfektionsmittel, Seife oder Schaum (entsprechend 3 verschiedene Pumpen im Lieferumfang enthalten) geeignet. Durch die automatische Dosierung der Flüssigkeiten und das zusätzliche UV-Licht wird ein Optimum an Reinigungseffizienz erreicht und gleichzeitig Kreuzkontaminationen unterbunden. Der Spender ist abschließbar und mit einer Leuchtanzeige bei fehlerhaftem Flüssigkeitsaustritt sowie mit einer Batterieladestandsanzeige ausgestattet. Die Stromversorgung des Dosierspenders erfolgt mit 4 Batterien Typ C/R14 oder einem externen Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Alle Stahlteile pulverbeschichtet in Standardfarben, Front- und Rückseite immer in RAL 9010 reinweiß. Zum freien Aufstellen mit verstellbaren Füßen. Wahlweise als fahrbare Variante mit Rollensatz, siehe Zubehör. Entriegeln / Entleeren: Behälter mittels Dreikantschloss entriegeln, Fronttür öffnen und Inhalt zum Entleeren entnehmen. Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Dosierspender mittels Kunststoffschlüssel öffnen und Desinfektionsmittel, in den dafür vorgesehenen Behälter, nachfüllen, 1 Kunststoffschlüssel im Lieferumfang enthalten. Zum Befüllen der Fächer für Handschuhe und Masken die Fronttür öffnen und den Absenkmeechanismus betätigen.

Einsatzbereich : Innenbereich

Anlieferung : montiert

Höhe über Flur : 1425 mm

Höhe : 1425 mm

Tiefe : 355 mm

Material Korpus : Stahl

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Oberfläche Korpus : pulverbeschichtet

Gewicht : 28 kg

Breite : 410 mm

Inhalt Abfallbehälter : 60 Liter

zum Webshop

Desinfektionsstation SANIFICATION POINT mit Dosierspender, in RAL 5010 enzianblau



Detail: Aufkleber-Set für Einweghandschuhe, -masken und -tücher

